

Name : Electrocardiogram
Brand : BISAMED
Type : EKAGE 12



Features :
- 12 lead akuisisi sinkron, ditampilkan pada layar dan pada saat cetak.
- Layar LCD berwarna 9 inci, mendukung pengoperasian layar sentuh.
- Pencetakan Manual/Otomatis : 3CH+3R, 6CH, 6CH+1R, 12CH, 5 minutes arrhythmia analysis of waveform, 60 seconds rhythm analysis of waveform.
- Alarm menunjukkan elektroda terputus dan kabel yang tidak terhubung dengan pasien.
- Dukungan daya AC dan DC (baterai Lithium-ion rechargeable)

Specifications :

Dimensi & Berat

Ukuran : ± 360 x 320 x 90 mm
Ukuran Kemasan : ± 405 x 250 x 435 mm
Berat : ± 3.8 Kg (Bersih) / ± 6.6 Kg (Kotor)

Spesifikasi Fisik

Monitor : 9 Inch Touchscreen LED Warna Resolusi Tinggi
Tenaga Listrik : AC : 220V ±10%, 50/60 Hz
DC : Baterai Isi Ulang Bawaan
Penyimpanan Data : 200 Sets

Spesifikasi Teknik

Tingkat Pengambilan Sampel : ± 8000 Hz | a
Respon Frekuensi : ± 0.05 ~ 150 Hz (-3dB)
Waktu Konstan : ≥ 3.2s
CMRR : > 100 dB
Arus Kebocoran Pasien : < 10 µA
Mode Masukan Input : Float Input
Sirkuit Masukan : < 50 µA
Tingkat Kebisingan : ≤ 15µVp ~ p
Katup Sensitivitas : ± 20 µV
Tegangan Polarisasi : ± 600mV
Tegangan Kalibrasi : 1mV ±2%
Pergeseran A/D : ≥ 20 bit
Impedansi Masukan : ≥ 50 MΩ
Kepekaan : 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, Otomatis mm/mV ±2%
Kecepatan Kertas : 5, 6.25, 10, 10.5, 25, 50mm/s ±3% (6 tingkat penyesuaian)
Mode Perekaman : Thermal array printer 8 dot/mm (Vertical); 40 dot/mm (Horizontal, 25mm/s)
Ukuran Kertas : 210 mm x 20m atau 216 mm x 20, kertas roll thermal
Filter : AC: Off/50/60 Hz (-20dB); EMG: 25/35 Hz (-3dB); Drift: 0.15Hz - 0.05 Hz; Frekuensi Tinggi : 70Hz/100Hz/150Hz

Paket Standar

Unit EKG

Kabel Pasien

Elektroda Pasien

Kertas Printer Thermal

Kabel Listrik

Kabel Grounding

Buku Panduan