

**Name** : Blood Bank Refrigerator  
**Brand** : BISAMED  
**Type** : KULKAS 612



**Features** :  
- Vacuum Sealed Pair Glass Door  
- Isolasi Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi  
- Sistem Pencaira Otomatis dan Dehumidify  
- Sistem Kontrol Layar Sentuh dan USB 3.0  
- Lampu LED Yang Tahan Lama dan Meminimalkan Panas Dalam Ruangan

**Specifications** :  
Dimensi Luar : ± 740 x 805 x 1985 mm  
Dimensi Dalam : ± 620 x 700 x 1410 mm  
Kapasitas : 612 L  
Kapasitas Bags 500ml : 300 EA  
Kompresor : 1/4HP  
Pemanas Pencairan Es : 280 Watt  
Laci Rak : 6 EA  
Sistem Kontrol : PLC 4,3 Inch HMI Layar Sentuh Full Automatic  
Temperatur : 4°C  
Set Akurasi : ± 1°C AT 4°C