

**Name** : Portable Oxygen Concentrator  
**Brand** : BISAMED  
**Type** : Airkone10



**Features** :  
- Berat yang ringan dan tingkat kebisingan rendah  
- Teknologi "Pendingin" yang inovatif untuk meningkatkan kenadalan dan masa pakai unit  
- Dilengkapi dengan layar LCD 24H x 365D beroperasi terus menerus

**Specifications** :

Flow Rate (Laju Aliran) : 0 - 10 LPM  
Kemurnian : 93 % ( $\pm$  3%)  
Tekanan Outlet : 0,04 - 0,07MPA  
Tingkat Suara :  $\leq$  50 db  
Konsumsi Daya :  $\leq$  800W  
Layar LCD :  
- Setting Waktu - Akumulasi Waktu Kerja Alat  
- Setting tekanan operasi - Pengaturan Waktu dari 10 Menit hingga 40 jam  
- Waktu Kerja Aktual Alat  
Alarm :  
- Alarm Kegagalan Daya  
- Alarm Tekanan Tinggi & Rendah  
Berat Bersih :  $\pm$  27 Kg  
Ukuran :  $\pm$  365 x 375 x 600 mm