

Name : Apron Disposable White
Brand : BISAMED
Type : Apron PE 30 Mikron



Features :
- *Material Polyethylene 30 Micron : bahan yang ramah lingkungan, higienis, ringan, kuat, tahan cairan, darah maupun droplet*
- *Ukuran All-Size, dapat digunakan oleh seluruh ukuran badan hingga ukuran XXL*
- *Bagian lubang untuk kepala yang luas mudah dan nyaman ketika digunakan*
- *Bagian pengikat yang lebar dan panjang memudahkan penggunaan dan penyesuaian ukuran tubuh pengguna disetiap kebutuhan*

Specifications :

Material : Poly Ethilene
Ketebalan : 30 Mikron
Ukuran : ± Tinggi 130 cm, Lebar 75 cm