

Name : Hot Air Sterilizer
Brand : BISAMED
Type : BSM-HAS35



Features :

- Sistem pengaturan dengan kontrol panel layar sentuh 4.3 inci yang presisi serta dilengkapi dengan slot USB 3.0
- Ideal untuk pengeringan, pengkondisian, sterilisasi dan kontrol kualitas bahkan suhu aplikasi laboratorium paling klinis antara maksimum hingga 250 C
- Keamanan yang terjamin ketika suhu penggunaan yang tinggi, rak geser yang dapat diatur, suara motor kipas yang rendah dan berhenti otomatis ketika pintu terbuka
- Timer digital pengontrol internal meningkatkan penggunaan dan pengoperasian yang efisien dan nyaman

Specifications :

Dimensi Luar : ± 495 × 470 × 690 mm
Dimensi Dalam : ± 350 × 320 × 320 mm
Kapasitas : 35L
Temperatur
- Rentang : Ambien 5 °C - 250 °C
- Akurasi : ± 1 °C
- Keseragaman : ± 1 °C at 120 °C
Heater : 1KW
Kontrol : PLC 4.3 Inchi HMI Layar Sentuh Full Automatic
Waktu : Timer Otomatis 0 - 99 Menit, 99 Jam dan Terus Menerus
Material Luar : Baja Galvanis Dilapisi Epoxy Powder
Material Dalam : SUS 304
Rak : Nampan 2 atau 3 yang dapat disesuaikan
Isolasi : Glass Wool
Arus Listrik : 110v 60hz atau 220v 50/60hz