

**Name** : Deep Upright Freezer  
**Brand** : BISAMED  
**Type** : BSM-DUF350



**Features** :

- Teknologi Pendinginan Unik Dengan Refrigeran Alami Non CFC/HCFC
- Pendinginan Cepat Hingga -85 °C Dengan Sistem Evaporator Yang Dihubungi Dengan Sempurna
- Ruang Dalam Stainless Steel Berkualitas Tinggi Dengan Sudut Membulat Untuk Memudahkan Pembersihan
- Kabinet Yang Dirancang Mekanis Dengan Penutup dan Penutup Pintu Yang Sempurna
- Kontrol Layar Sentuh dan Sistem Alarm Yang Bisa Dilihat dan Didengar

**Specifications** :

Dimensi (B x D x T) : ± 895 x 845 x 1660 mm  
Dimensi Dalam (B x D x T) : ± 600 x 650 x 955 mm  
Kapasitas : 368L  
Temperatur : -40 °C to - 85 °C  
Kontrol : Layar Sentuh 4.3 Inch  
Refrigerator : 1HP x 2  
Isolasi : Poliuretan Kepadatan Tinggi Setebal 145mm  
Bahan : EGI Steel Dilapisi Epoxy Powder (Luar)  
Stainless Steel 304 (Dalam)  
Keamanan : High/Low Temp, Protector, ELCB, Thermal Protector  
Arus Listrik : 220V 50/60 Hz