

Name : Deep Upright Freezer
Brand : BISAMED
Type : BSM-DUF610



Features :

- Teknologi Pendinginan Unik Dengan Refrigeran Alami Non CFC/HCFC
- Pendinginan Cepat Hingga -85 °C Dengan Sistem Evaporator Yang Dihubungi Dengan Sempurna
- Ruang Dalam Stainless Steel Berkualitas Tinggi Dengan Sudut Membulat Untuk Memudahkan Pembersihan
- Kabinet Yang Dirancang Mekanis Dengan Penutup dan Penutup Pintu Yang Sempurna
- Kontrol Layar Sentuh dan Sistem Alarm Yang Bisa Dilihat dan Didengar

Specifications :

Dimensi (B x D x T) : ± 1045 x 845 x 1985 mm
Dimensi Dalam (B x D x T) : ± 750 x 655 x 1275 mm
Kapasitas : 615 L
Temperatur : -40 °C to - 85 °C
Kontrol : Layar Sentuh 4.3 Inch
Refrigerator : 3/2HP x 2
Isolasi : Poliuretan Kepadatan Tinggi Setebal 145mm
Bahan : EGI Steel Dilapisi Epoxy Powder (Luar)
Stainless Steel 304 (Dalam)
Keamanan : High/Low Temp, Protector, ELCB, Thermal Protector
Arus Listrik : 220V 50/60 Hz