

Name : Freezer Refrigerator
Brand : BISAMED
Type : BSM-FR1100-2D



Features :

- **Pintu Logam Padat Dengan Gasket Kedap Udara** melindungi sampel dan reagen dari sinar matahari
- **Isolasi Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi**, dengan isolasi ketebalan 60mm memberikan suhu rendah yang sangat baik dan mempertahankan suhu dingin untuk waktu yang lama jika kegagalan daya
- **Sistem Pencairan Otomatis dan Dehumidify**, memberikan keseragaman dan stabilitas suhu presisi tinggi
- **Sistem Alarm yang Bisa Didengar dan Terlihat**, sistem alarm suhu tinggi/rendah menyediakan penyimpanan yang safe dan aman
- **Sistem Pendingin Non-CFC/HCFC**, Kompresor kedap udara bebas dan gas refrigerant alami

Specifications :

Dimensi Dalam (B x D x T) : ± 1140 x 700 x 1410 mm
Dimensi Luar (B x D x T) : ± 1260 x 805 x 1985 mm
Kapasitas : 1125L
Kompresor : 1/2 x 0,75HP
Pemanas Defrost : 300W | Suhu Stabil Selama Siklus Pencairan
Laci Rak : 12EA
Sistem Kontrol : PLC 4,3 Inch HMI Layar Sentuh Full Automatic
Temperatur : 10 °C to -30 °C
Set Akurasi : Refrigerator ±1 °C/Univermity ±1 °C at 4 °C, Freezer ±2 °C
Pintu Solid : Dua Pintu