

Name : Laboratory Freezer
Brand : BISAMED
Type : BSM-LF300



Features :

- **Pintu Logal Padat Dengan Gasket Kedap Udara** melindungi sampel dan reagen dari sinar matahari
- **Isolasi Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi**, dengan isolasi ketebalan 60mm memberikan suhu rendah yang sangat baik dan mempertahankan suhu dingin untuk waktu yang lama jika kegagalan daya
- **Sistem Pencairan Otomatis dan Dehumidify**, memberikan keseragaman dan stabilitas suhu presisi tinggi
- **Sistem Alarm yang Bisa Didengar dan Terlihat**, sistem alarm suhu tinggi/rendah menyediakan penyimpanan yang safe dan aman
- **Sistem Pendingin Non-CFC/HCFC**, Kompresor kedap udara bebas dan gas refrigerant alami

Specifications :

Dimensi (B x D x T) : ± 683 x 775 x 1490 mm
Dimensi Dalam (B x D x T) : ± 560 x 660 x 800 mm
Kapasitas : 295 L
Temperatur : 10 °C to - 30 °C
Set Akurasi : ± 3 °C AT -20 °C
Kompresor : 1/4HP
Sirkulasi Udara : Kipas Turbo Dengan Otomatis Stop/Run Selama Pintu Terbuka
Bahan : EGI Steel Dilapisi Epoxy Powder (Luar)
Stainless Steel 304 (Dalam)
Aksesoris : 3 Laci Rak
Arus Listrik : 220V 50/60 Hz