

**Name** : Laboratory Refrigerator  
**Brand** : BISAMED  
**Type** : BSM-LR1100



**Features** :

- **Pintu Logal Padat Dengan Gasket Kedap Udara** melindungi sampel dan reagen dari sinar matahari
- **Isolasi Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi**, dengan isolasi ketebalan 60mm memberikan suhu rendah yang sangat baik dan mempertahankan suhu dingin untuk waktu yang lama jika kegagalan daya
- **Sistem Pencairan Otomatis dan Dehumidify**, memberikan keseragaman dan stabilitas suhu presisi tinggi
- **Sistem Alarm yang Bisa Didengar dan Terlihat**, sistem alarm suhu tinggi/rendah menyediakan penyimpanan yang safe dan aman
- **Sistem Pendingin Non-CFC/HCFC**, Kompresor kedap udara bebas dan gas refrigerant alami

**Specifications** :

Dimensi (B x D x T) : ± 1260 x 805 x 1998 mm  
Dimensi Dalam (B x D x T) : ± 1140 x 700 x 1410 mm  
Kapasitas : 1125 L  
Temperatur : 4 °C  
Set Akurasi : ± 1 °C AT 4 °C  
Kompresor : 1/2HP  
Sirkulasi Udara : Kipas Turbo Dengan Otomatis Stop/Run Selama Pintu Terbuka  
Bahan : EGI Steel Dilapisi Epoxy Powder (Luar)  
Stainless Steel 304 (Dalam)  
Aksesoris : 12 Laci Rak  
Arus Listrik : 220V 50/60 Hz