

Name : Particulate Respirator
Brand : BISAMED
Type : N95



Features :
- *Klip Hidung yang dapat diatur sesuai dengan lekukan hidung*
- *Bagian pengikat tali yang kuat dan tidak mudah copot ketika digunakan*
- *Ujung potongan yang halus tidak mudah membuat wajah terluka dan membuat nyaman penggunaan jangka panjang*
- *Tali pengikat yang elastis memudahkan dalam pemakaian*

Specifications :

Gramasi Total : NW Spunbond Green 50 Gsm
Meltblown Electrostatic White 25 Gsm
Meltblown Electrostatic White 25 Gsm
Meltblown Electrostatic White 25 Gsm
Needle punched fabric 200 Gsm