

Name : Pharmaceutical Refrigerator
Brand : BISAMED
Type : BSM-PR1100



Features :

- **Vacuum Sealed Pair Glass Door**, dengan film pemanas tak terlihat tertanam mencegah kondensasi kelembaban pada jendela
- **Isolasi Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi**, dengan isolasi ketebalan 60mm memberikan suhu rendah yang sangat baik dan mempertahankan suhu dingin untuk waktu yang lama jika kegagalan daya
- **Sistem Pencairan Otomatis dan Dehumidify**, memberikan keseragaman dan stabilitas suhu presisi tinggi
- **Pemasangan Lampu LED**, untuk umur yang tahan lama dan meminimalkan panas yang dihasilkan di dalam ruangan
- **Sistem Kontrol**, PLC 4,3 Inch HMI layar sentuh full automatic dilengkapi dengan slot USB 3.0 untuk backup data

Specifications :

Dimensi (B x D x T) : ± 1260 x 805 x 1998 mm
Dimensi Dalam (B x D x T) : ± 1140 x 700 x 1410 mm
Kapasitas : 1125 L
Temperatur : 2 °C to 10 °C
Set Akurasi : ± 1 °C AT 4 °C
Kompresor : 1/4HP
Sirkulasi Udara : Kipas Turbo Dengan Otomatis Stop/Run Selama Pintu Terbuka
Bahan : EGI Steel Dilapisi Epoxy Powder (Luar)
Stainless Steel 304 (Dalam)
Aksesoris : 12 Laci Rak
Arus Listrik : 220V 50/60 Hz