

Name : Digital Diagnostic Ultrasound
Brand : BISAMED
Type : Sonar 50



Features :

- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inci dengan sudut pandang 90°
- Model portabel yang luar biasa, desain yang ringkas dan ramping
- Kenop multifungsi, efisien dan cepat
- Baterai lithium built-in, troli dan koper opsional
- Laporan format BMP generasi otomatis, mendukung impor dan ekspor USB. Tidak membutuhkan perangkat lunak khusus apa pun untuk membaca atau mencetak di PC
- Pengaktifan ganda konektor transduser, perlindungan transduser auto-freeze

Specifications :

Ukuran & Berat

Ukuran : ± 155 × 360 × 370 mm
 Ukuran Kemasan : ± 460 × 370 × 565 mm
 Berat : ± 6.0 Kg (Bersih) / ± 11,5 Kg (Kotor)

Port Probe & Holder

Probe Port : 2 Port Aktif
 Probe Holder : 2 Probe Holder

Mode Imaging

B, 2B, B/M, M, 4B, PW

Tenaga Kelistrikan

Tegangan masukan : AC 100V ~240V
 Frekuensi : 50Hz/60Hz
 Daya Masukan : 100VA
 Sekering : F3.15AL250V (5×20 mm)

Frekuensi Probe

UT-C-3.5R60 Convex Array Probe 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0MHz
 UT-C-3.5R20 Micro-convex Array Probe 2.0/3.0/3.5/4.0/5.0MHz (option)
 UT-L-7.5 Linear Array Probe 5.0/7.5/10/THI10.0/12.0MHz (option)
 UT-C-6.5R10 Intra-cavity Probe 5.0/6.5/7.5/8.0/9.0MHz (option)

Pengukuran & Laporan

General	:	- Distance	- Surface (ellipse)	- Ratio
		- Perimeter (ellipse & trace)	- Volume (ellipse)	- Laporan & Cetak Otomatis
		- Area (ellipse & trace)	- Angle	
Abdomen	:	Liver, CHD, PV, GB, Kidney, Spleen, Pancreas		
Obstetric	:	BPD, CRL, GS, HC, AC, FL,	GA & EDD & EFW calculation	
		TIBIA, ULNA, AFI,CER,NT,NF,PL,AF	Laporan & Cetak Otomatis	
Gynecology	:	Uterus Radial Line (L*H*W)	Dominant Follicle	Laporan & Cetak
		En Thick	Cervix Major Diameter	Otomatis
		Ovary Volume	Corpus Cervix	

Cardiac	:	Distance,Time,Heart Rate,EF Slope	Thyroid Gland
		Automatic Report & Print	Bladder, Prostate, Testicle
		Small Parts	Laporan & Cetak Otomatis
Urology	:	Prostate	
		Laporan & Cetak Otomatis	
Paket Standar			
- Unit Utama		- Kabel power	- Panduan Pengguna
- UT-C-3.5R60 convex array probe		- Sekering (2)	- Printer B/W
		- Trolley	