

Name : Baju Operasi Overlapped
Brand : BISAMED
Type : Delux OL



Features :
- Di Design Eksklusif dan Mewah
- Berfungsi untuk menutupi bagian leher hingga lutut
- Dilengkapi dengan tali dibagian leher dan sisi badan
- Ujung tangan menggunakan Rib yang tahan panas dan dapat di sterilisasi
- Tahan terhadap panas sehingga dapat di sterilkan
- Pemakaian yang mudah tanpa membutuhkan orang lain untuk mengikat tali

Specifications :

Material Utama : Kombinasi CSR dan WRAB
Pilihan Warna : - Hijau
 - Biru
Ukuran Set : - Free Size, dapat digunakan oleh seluruh ukuran badan