

Name : Duk Operasi Linen 2 Layer
Brand : BISAMED
Type : 100 x 100



Features :
- *Bahan Cotton Soil Release*
- *Variasi Ukuran Yang Banyak Memudahkan Penggunaan Sesuai Dengan Kebutuhan*
- *Variasi Duk : Tanpa Lubang, Lubang Bulat, Lubang Persegi, Lubang Belah*

Specifications :

Material Utama : Cotton Soil Release (CSR)
Ukuran Yang Tersedia : 100 x 100 cm
Lapisan Pembungkus : - 2 Layer