

BISAMED
PT. Bintang Sarana Medika



ecatalogue
Alat Kesehatan



BISAMED BSM-002-BSC BIOSAFETY CABINET CLASS II TYPE A2

BISAMED

FITUR ALAT

Dirakit Dengan Menggunakan Plat Baja Yang Terbaik Untuk Menjaga Kualitas
HEPA Filter Dengan Efisiensi Filtrasi 99.99% di 0.3 Mikron
Dilengkapi Pintu Geser Untuk Memudahkan Penggunaan
Sisi Bagian Luar Terbuat Dari Plat Baja Yang Difinish Dengan Cat Epoxy
Sisi Bagian Dalam Terbuat Dari Plat Baja Yang Difinish Jenis Polesan
Foot Switch Untuk Kemudahan Penggunaan User

Price e-katalog LKPP:

Rp. 197.000.000*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim

Nomor Surat Keterangan Kemenkes RI : FR.03.02/VA/10890/2020

SPESIFIKASI ALAT

TECHNICAL DATA

External Dimension	: Approx. (WxDxH) - 134x84x220 (cm) Including Support Stand
Internal Dimension	: Approx. (WxDxH) - 65x120x76 (cm)
Working Area Material	: Stainless Steel#304
Load Maximum	: Approx. 50kg
External Finishing	: Epoxy Powder Coating and Selected
Controller	: Touchscreen
Handle	: Alumunium
Door	: Slide Up and Comes with Transparant Acrylic
Power Consumption	: Approx. 450 Watt
Power Outlet	: 220Volt, 50Hz/60Hz
Filter	: Hepa Filter 99,99% @0.3 micron
Weight	: Approx. 240kg
Accessories	: - Door Lock and Handles - UV Light - Blower - Lighting - Stand



Alternate View

Penyedia : PT. Bintang Sarana Medika

Komplek Rukan Medikal Blok E/2, Jl. Raya Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Phone : +62 21 2284 4141 Fax. : +62 21 864 3613, Email : sales@bisamed.co.id, Website : www.bisamed.co.id



Bintang Sarana Medika




@bisamed.id



+62 812 1339 0600



PT. Bintang Sarana Medika



BISAMED
PT. Bintang Sarana Medika



ecatalogue
Alat Kesehatan



YAKOS65

Biosafety Cabinet class II, A2

SAFZONE - AHA-133-AB-B

yakos

FEATURES

Automated Fluorescent Light

Removable Single-piece work tray for easier to clean

Adjustable support stand

Key switch power to prevent unauthorized person

Ergonomic design for comfortable usage

Price e-katalog LKPP:


Rp. 177.000.000*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim

Nomor Surat Keterangan Kemenkes RI : FR.03.02/VA/1110/2020

SPECIFICATION

Air Flow	: Approx. 70% Re-Circulated & 30% Exhausted
External Dimension	: Approx. (WxDxH) - 130x78x219 (cm) Including Support Stand
Internal Dimension	: Approx. (WxDxH) - 122x626x70 (cm)
Working Area Material	: Stainless Steel#304
External Construction	: Cold-Rolled Steel with Powder Coating Finish
Controller	: Touch Screen
Windows Operation Height	: Approx. 25cm
Power Outlet	: 230V/50Hz/10A
Filter	: Hepa Filter 99,99% @0.3 micron
Weight	: Approx. 240kg
Accessories	: - Support Stand - UV Light - 2 Electrical Outlet - 1 Service Valve (Vacuum/Gas/Air)



Penyedia : PT. Bintang Sarana Medika

Komplek Rukan Medikal Blok E/2, Jl. Raya Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Phone : +62 21 2284 4141 Fax : +62 21 864 3613, Email : sales@bisamed.co.id, Website : www.bisamed.co.id



Bintang Sarana Medika



@bisamed.id



+62 812 1339 0600



PT. Bintang Sarana Medika



BISAMED **DISPOSABLE COVERALL** **SEAMTAPES**

BISAMED

FITUR ALAT

Dibuat Dengan Bahan Microporous SF Sehingga Ringan, Kuat dan Tahan Cairan , Darah Maupun Droplet dan Terdiri Dari Pori-Pori Yang Sangat Halus Sehingga Tetap Nyaman Digunakan Oleh User Dalam Waktu Lama

Flap Penutup Zipper Dilengkapi Dengan Double Tape Untuk Perlindungan Yang Lebih Pada Celah-Celah Zipper

Strap Elastis Dibagian Wajah, Pergelangan Tangan, Pergelangan Kaki dan Pinggang Yang Kuat dan Nyaman Ketika Bersentuhan Dengan Tubuh Pemakai

Seam Tapes Pada Bagian Jahitan Untuk Memaksimalkan Perlindungan Untuk Pemakai

Price e-katalog LKPP:

Price :

Rp. 135.000*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim

SPESIFIKASI ALAT

Included : - Coverall Seam Tapes Microporous 60 gsm
- Boots Cover Microporous

Penyedia : PT. Bintang Sarana Medika

Komplek Rukan Medikal Blok E/2, Jl. Raya Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Phone : +62 21 2284 4141 Fax. : +62 21 864 3613, Email : sales@bisamed.co.id, Website : www.bisamed.co.id



Bintang Sarana Medika



@bisamed.id



+62 812 1339 0600



PT. Bintang Sarana Medika



Izin Edar Kemenkes RI No : AKD 21603120934
No. AKS : 4815000073-AK1-000709874



Izin Edar Kemenkes RI No : AKD 21603120935
No. AKS : 4815000073-AK1-000709879



Izin Edar Kemenkes RI No : AKD 21603120961
No. AKS : 4815000073-AK1-000709886

BISAMED

Masker Medis Earloop 3 Ply

BISAMED

FEATURES

Design Yang Ergonomis Sehingga Aman Untuk Digunakan

Tingkat BFE > 99 %

Opsi Warna Hijau, Biru dan Putih

SPECIFICATION

Gramasi Total : - Spunbound Green / Blue / White 20 gm
- Meltblown 20 gsm
- Spunbound White 20 gsm

Price e-katalog LKPP:

Price : Rp. 44.400*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim

Masker Medis Headloop 3 Ply

FEATURES

Design Yang Ergonomis Sehingga Aman Untuk Digunakan

Tingkat BFE > 99 %

Opsi Warna Hijau, Biru dan Putih

SPECIFICATION

Gramasi Total : - Spunbound Green / Blue / White 20 gm
- Meltblown 20 gsm
- Spunbound White 20 gsm

Price e-katalog LKPP:

Price : Rp. 48.500*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim

Masker Medis Tie On 3 Ply

FEATURES

Design Yang Ergonomis Sehingga Aman Untuk Digunakan

Tingkat BFE > 99 %

Opsi Warna Hijau, Biru dan Putih

SPECIFICATION

Gramasi Total : - Spunbound Green / Blue / White 20 gm
- Meltblown 20 gsm
- Spunbound White 20 gsm

Price e-katalog LKPP:

Price : Rp. 49.500*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim



Izin Edar Kemenkes RI No : AKD 11603120998
No. AKS : 4815000073-AK1-000710333

BISAMED

Disposable Shoes Cover

FEATURES

Melindungi Alas Kaki Dari Bakteri dan Virus Yang Menempel Pada Lantai

Dua Jenis Shoes Cover Sesuai Dengan Alas Kaki Yang Digunakan, Panjang dan Pendek

Opsi Warna Hijau dan Putih

SPECIFICATION

Gramasi Total : - Spunbound Green / White 20 gsm

Price e-katalog LKPP:

Price : Rp. 79.400*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim



Izin Edar Kemenkes RI No : AKD 11603120940
No. AKS : 4815000073-AK1-000710351

BISAMED

Disposable Mob Cap

FEATURES

Di Design Secara Ergonomis Sehingga Nyaman dan Aman Untuk Digunakan

Opsi Warna Hijau dan Putih

SPECIFICATION

Gramasi Total : - Spunbound Green / White 20 gsm

Price e-katalog LKPP:

Price : Rp. 75.200*

*Harga sudah termasuk PPN, Tidak termasuk Ongkos Kirim

Penyedia : PT. Bintang Sarana Medika

Komplek Rukan Medikal Blok E/2, Jl. Raya Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Phone : +62 21 2284 4141 Fax. : +62 21 864 3613, Email : sales@bisamed.co.id, Website : www.bisamed.co.id



Bintang Sarana Medika



@bisamed.id



+62 812 1339 0600



PT. Bintang Sarana Medika