



BISAMED
PT. Bintang Sarana Medika



BISAMED
BSM-002-BSC
BIOSAFETY CABINET CLASS II TYPE A2

BISAMED

FITUR ALAT

Dirakit Dengan Menggunakan Plat Baja Yang Terbaik Untuk Menjaga Kualitas

HEPA Filter Dengan Efisiensi Filtrasi 99.99% di 0.3 Mikron

Dilengkapi Pintu Geser Untuk Memudahkan Penggunaan

Sisi Bagian Luar Terbuat Dari Plat Baja Yang Difinish Dengan Cat Epoxy

Sisi Bagian Dalam Terbuat Dari Plat Baja Yang Difinish Jenis Polesan

Foot Switch Untuk Kemudahan Penggunaan User

SPESIFIKASI ALAT

TECHNICAL DATA

External Dimension	: Approx. (WxDxH) - 134x84x220 (cm) Including Support Stand
Internal Dimension	: Approx. (WxDxH) - 65x120x76 (cm)
Working Area Material	: Stainless Steel#304
Load Maximum	: Approx. 50kg
External Finishing	: Epoxy Powder Coating and Selected
Controller	: Touchscreen
Handle	: Alumunium
Door	: Slide Up and Comes with Transparant Acrylic
Power Consumption	: Approx. 450 Watt
Power Outlet	: 220Volt, 50Hz/60Hz
Filter	: Hepa Filter 99,99% @0.3 micron
Weight	: Approx. 240kg
Accessories	: - Door Lock and Handles - UV Light - Blower - Lighting - Stand



Alternate View

Penyedia : PT. Bintang Sarana Medika

Komplek Rukan Medikal Blok E/2, Jl. Raya Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Phone : +62 21 2284 4141 Fax. : +62 21 864 3613, Email : sales@bisamed.co.id, Website : www.bisamed.co.id



Bintang Sarana Medika



@bisamed.id



+62 812 1339 0600



PT. Bintang Sarana Medika