



BISAMED

Disposable Protective Coverall Seam Tape

BISAMED

Disposable Protective Coverall Seam Tape

- (A) Material Microporous SF : ringan, kuat, tahan cairan, darah maupun droplet dan terdiri dari pori-pori yang sangat halus sehingga tetap nyaman digunakan oleh user dalam waktu lama
- (B) Flap penutup zipper dilengkapi dengan double tape untuk perlindungan yang lebih pada celah-celah yang zipper
- (C) Strap elastis dibagian wajah, pergelangan tangan, pergelangan kaki dan pinggang yang kuat dan nyaman ketika bersentuhan dengan tubuh pemakai
- (D) Seam tapes pada bagian jahitan untuk memaksimalkan perlindungan untuk pemakai

INCLUDED :

- Coverall Seam Tapes Microporous 60 Gsm
- Boots Cover Microporous



No. Izin Edar Kemenkes AKD :

Didistribusi Oleh:
PT. BINTANG SARANA MEDIKA
Jakarta 13450 - Indonesia
Diproduksi Oleh:
PT. ISM Banten - Indonesia

