



PT. SARANA MAJU SEJAHTERA

JOHAR NO. 2 MENTENG
JAKARTA PUSAT 10340
INDONESIA

INSTRUMENT MEDIS

sms-pt.com

TENTANG PT. SARANA MAJU SEJAHTERA

PT. Sarana Maju Sejahtera didirikan pada tahun 2005 di Jakarta, Indonesia. Kami menyediakan instrument Hematologi, Kimia, Elektrolit, Urine, Patient Monitor Life Support (PMLS), Ultrasound Imaging System, reagen, blood collection tube, QC dan Laboratorium Information System.

Pelayanan pelanggan kami dilakukan oleh spesialis berpengalaman luas yang akan menanggapi pertanyaan atau masalah mengenai produk-produk yang kami pasarkan.

Kami menyediakan suku cadang untuk instrument dan juga menawarkan instrument cadangan jika ada masalah dan atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di lokasi.

Visi

Senantiasa berusaha menjadi perusahaan yang terbaik di bidangnya.

Misi

Menjadi perusahaan yang memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dan berkualitas demi kepuasan customer.

The image features a large, solid red circle in the center. Surrounding this circle are several abstract shapes in various shades of pink and red. At the top, there are two small circles and a larger, irregular shape. To the left, there are two horizontal brushstroke-like shapes. To the right, there is a horizontal brushstroke-like shape. At the bottom, there are two small circles and a larger, irregular shape. The overall composition is abstract and modern.

Hematology Analyzer

Auto Hematology Analyzer

RT-7200

Rayto



Fitur:

- Saluran penghitungan tunggal, 23 parameter (termasuk 3 histogram)
- 3 mode penghitungan: seluruh darah, darah pra-encer dan darah tepi
- Hasil: sampai dengan 30 sampel per jam
- Memori besar, multi-format output dari hasil pengujian
- Adaptor catu daya eksternal untuk mengurangi kebisingan listrik
- Perangkat lunak yang mudah digunakan

RT-7600

Rayto



Fitur:

- 2 saluran penghitungan, 23 parameter (termasuk 3 histogram)
- 3 mode penghitungan: seluruh darah, darah pra-encer dan darah tepi
- Hasil: sampai dengan 60 sampel per jam
- Memori besar, multi-format output dari hasil pengujian
- Adaptor catu daya eksternal untuk mengurangi kebisingan listrik
- Layar LCD berwarna ukuran besar dengan layar sentuh

Produk Kami

Rayto

RT-7600s

Fitur:

- 2 saluran penghitungan, 23 parameter (termasuk 3 histogram)
- 3 mode penghitungan: seluruh darah, darah pra-encer dan darah tepi
- Hasil: sampai dengan 60 sampel per jam
- Memori besar, multi-format output dari hasil pengujian
- Adaptor catu daya eksternal untuk mengurangi kebisingan listrik
- Layar LCD berwarna ukuran besar, didukung dengan mouse, keyboard, printer dengan port USB
- Open atau Closed System



Mindray

BC-1800

Fitur:

- Bagian Diferensiasi WBC; 19 Parameter + 3 Histogram
- 2 Mode Menghitung: Darah Penuh dan Prediluted
- Hasil: 60 Sampel per Jam
- Pengenceran Otomatis, Lysing, Mixing, Bilas dan Clog-Clearing
- Hingga 20.000 Hasil Sampel (Termasuk Histogram) dapat disimpan
- Perekam Termal Internal, Printer Eksternal Optimal dan barcode scanner
- Performa Tinggi terhadap Proceratio



Mindray

BC-2800

Fitur:


- Diferensiasi WBC tiga bagian, 19 parameter +3 histogram
- Dua mode penghitungan: darah lengkap dan prediluted
- Hasil: 30 sampel per jam
- Volume sampel: 13 ul (darah lengkap)
- Penyimpanan hingga 20.000 hasil sampel (termasuk histogram)
- Layar LCD berwarna ukuran besar



Produk Kami

BC-3000+

Mindray



Fitur:

- Diferensiasi WBC tiga bagian, 19 parameter +3 histogram
- Dua mode penghitungan: darah lengkap dan prediluted
- Hasil: 60 sampel per jam
- Pengambilan sampel mikro sebanyak 13 ul
- Pengenceran, pembusukan, pencampuran, pembilasan, dan penyumbatan otomatis
- Penyimpanan hingga 35.000 hasil sampel (termasuk histogram)
- Layar LCD berwarna ukuran besar

BC-3600

Mindray



Fitur:

- CBC + 3-DIFF, 21 parameter + 3 histogram
- Hasil: 60 sampel per jam
- Sistem operasi Intuitive dengan layar sentuh TFT 10,4 "
- Open vial or closed sampling opsional
- 40000 hasil penyimpanan dengan histogram
- QC , kalibrator, dan reagen asli

BC-5130

Mindray



Fitur:

- 60 sampel / jam
- Diferensiasi 5 bagian, 25 paramen yang dapat dilaporkan + 10 parameter penelitian, 4 scattergrams dan 3 histogram
- Saluran independen dan metode optik untuk pengukuran basofil
- Hanya 3 reagen untuk 5 diferensial
- Kemampuan untuk menandai 25 morfologi sel darah abnormal

Produk Kami

Mindray

BC-5300

Fitur:

- Laser scatter differential untuk memastikan akurasi yang luar biasa
- Hanya 20uL darah dan 1 menit diperlukan untuk mendapatkan laporan lima bagian
- Mendukung sampel darah lengkap dan kapiler dalam botol terbuka
- Hasil hingga 60 sampel per jam
- Perangkat lunak yang mudah digunakan untuk pengoperasian dan pemeliharaan
- Koneksi LIS dua arah



Mindray

BC-6000

Fitur:

- Hasil NRBC disetiap CBC
- Rerun & Reflex otomatis
- Dapat memuat hingga 50 sampel sekaligus dan menawarkan hasil hingga 110 tes per jam
- Untuk tes CBC + DIFF dengan hasil NRBC, BC-6000 hanya membutuhkan 80μL darah lengkap dan 35 μL darah kapiler



Mindray

BC-6200

Fitur:

- Hasil NRBC disetiap CBC
- Hasil RET and PLT-O yang lebih akurat
- Rerun & Reflex otomatis
- Dapat memuat hingga 50 sampel sekaligus dan menawarkan hasil hingga 110 tes per jam
- Untuk tes CBC + DIFF dengan hasil NRBC, BC-6200 hanya membutuhkan 80μL darah lengkap dan 35 μL darah kapiler




DH36

Dymind



Fitur:

- Hasil 60 samples/hour
- Dual-channel untuk menghitung
- Konsumsi darah lebih sedikit, volume minimum 9ul
- Penyimpanan 50.000 hasil sampel, termasuk parameter, histogram dan informasi pasien
- Pengoperasian yang mudah
- Hemat Biaya (tanpa rinse)
- 4 port USB dan koneksi LIS dua arah

The image features a large, solid red circle in the center. Surrounding this circle are several abstract shapes in various shades of pink and red. At the top, there are two small circles and a larger, irregular shape. To the left, there are two horizontal brushstroke-like shapes. To the right, there is a horizontal brushstroke-like shape. At the bottom, there are two small circles and a larger, irregular shape. The overall composition is abstract and modern.

Chemistry Analyzer

Produk Kami

Auto Chemistry Analyzer

Mindray

BS-200

Fitur:

- 200 tes per jam, hingga 330 tes per jam dengan ISE (K, Na, Cl)
- Pendinginan 24 jam untuk reagent tray
- Barcode scanner yang terintegrasi
- Pengaduk pencampur independen
- Perangkat lunak operasi yang tangguh dan ramah pengguna
- Tersedia versi multi-bahasa
- Pra-pengenceran dan pasca pengenceran untuk sampel
- Antarmuka LIS dua arah



Mindray

BS-200E

Fitur:

- Diskrit, akses acak, otomatis, bench-top
- Uji konstan 200 per jam, hingga 330 tes per jam dengan ISE
- Sistem pencucian otomatis dengan deterjen dan air yang sudah dipanaskan sebelumnya
- Sistem optik kisi
- 150µl volume reaksi minimum
- Bilah pencampur independen
- Cuvette reaksi yang dapat digunakan kembali
- Koneksi dua arah ke host LIS



Mindray

BS-230

Fitur:

- Pemuatan Fleksibel. Kapasitas besar dari 80 posisi reagen dan 40 posisi sampel dapat diperpanjang hingga 80
- Hasil: 200 T / jam
- volume reaksi minimum (100µl)
- Cuvette sekali pakai, untuk menghindari kontaminasi
- Probe akumulasi kurang dari 0,05%



Produk Kami

BS-240

Mindray



Fitur:

- Salah satu penganalisa kimia 200T / H terkecil di pasar
- Kapasitas besar dari 80 posisi reagen dan 40 posisi sampel dapat ditingkatkan hingga 80
- Hasil: 200 T / jam
- Panduan perawatan langkah demi langkah untuk pengoperasian yang mudah
- Sistem cuci otomatis yang ditingkatkan memastikan akumulasi yang rendah dan konsumsi air yang rendah
- Minimum volume reaksi 100µl untuk penghematan reagen

BS-360E

Mindray



Fitur:

- Throughput hingga 360 tes fotometrik per jam
- Kapasitas besar dan fleksibel hingga 100 sampel atau 100 posisi reagen
- Efisiensi biaya terdepan dalam industri yakni 100 ul volume reaksi minimum
- Teknologi sampling cerdas HbA1c memungkinkan hemolisis onboard untuk assay HbA1c

URIT-810

Urit



Fitur:

- 7 sistem optical filter dengan kualitas yang tinggi
- Internal thermal printer
- Quartz cuvette dengan 25°C, 30°C, 37°C dan suhu ruangan yang dapat diatur
- Halogen lamp yang dapat bertahan lama
- Maintenance yang mudah dilakukan

The background features a large, solid red circle centered on the page. Surrounding this circle are several abstract, hand-painted pink and magenta brushstrokes of varying sizes and orientations. Additionally, there are three small magenta circles arranged vertically above the red circle and three more arranged vertically below it.

Urine, Electrolyte dan ESR Analyzer

Urine Analyzer

Urit URINA-120

Fitur:

- Sampai dengan 120 T/H dan 14 parameter tersedia
- Sistem operasi yang mudah digunakan
- Layar LCD yang besar
- Bar code reader optional



Electrolyte Analyzer

Xunda XD-683

Fitur:

- Metode = ION SELECTIVE ELECTRODE (ISE)
- Na⁺, K⁺, Cl⁻
- Waktu pengukuran cepat (30 detik / tes)
- Biaya inspeksi ekonomis dengan reagen independen



XD-685

Xunda



Fitur:

- Metode = ION SELECTIVE ELECTRODE (ISE)
- Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺/ pH, Cl⁻
- Waktu pengukuran cepat (30 detik / tes)
- Biaya inspeksi ekonomis dengan reagen independen

SMS Lyte

Horron



Fitur:

- Elektroda dan sensor TCO₂ dengan keakuratan yang tinggi serta umur yang panjang
- Mode sleep untuk mengurangi konsumsi reagen
- Kecepatan tes 80 tes per jam
- Volume sampel minimum adalah 60ul
- Reagen individu untuk menghindari pemborosan

Ada 2 jenis SMS Lyte (SMS Lyte-3 dan SMS Lyte-5)

- Na⁺, K⁺, Cl⁻ (untuk SMS Lyte-3)
- Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺/pH, Cl⁻ (untuk SMS Lyte-5)

Produk Kami

Horron

SMS Lyte TS

Fitur:

- Elektroda dan sensor TCO₂ dengan keakuratan yang tinggi serta umur yang panjang
- Cetak multi-format yang dapat diprogram
- Reagen pank, pemantauan real-time volume residu reagen
- Hingga 50.000 hasil tes dapat disimpan
- Mode sleep untuk mengurangi konsumsi reagen

Ada 2 jenis SMS Lyte TS (SMS Lyte-3 dan SMS Lyte-5)

- Na⁺, K⁺, Cl⁻ (untuk SMS Lyte-3)
- Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺/pH, Cl⁻ (untuk SMS Lyte-5)



ESR Analyzer


Horron

SMS-H40

Fitur:

- Layar warna besar, layar sentuh
- 40 saluran, hingga 80T / H
- Dua metode kerja: 30 menit atau 60 menit
- ESR menampilkan dan mencetak kurva
- Pembaca barcode opsional
- Dapat dihubungkan dengan LIS



The background features a large, solid red circle in the center. Surrounding this circle are several abstract shapes in various shades of pink and red. These include elongated vertical bars, irregular brushstroke-like shapes, and small circles. The overall composition is modern and graphic.

Patient Monitor dan Life Support

Produk Kami

Patient Monitor dan Vital Sign Monitor

Mindray

uMEC 10

Fitur:

- HR/BP analisis
- Kapasitas penyimpanannya yang besar
- Daya tahan baterai yang dapat bertahan lama
- Memiliki teknologi komunikasi seluler terkini, WiFi 5G, untuk memfasilitasi pengiriman data yang lebih cepat
- User-friendly interfaces
- Aksesoris dengan kualitas tinggi
- Perlindungan dari jatuh



Mindray

iMEC 10

Fitur:

- HR/BP analisis
- Kapasitas penyimpanannya yang besar
- Daya tahan baterai yang dapat bertahan lama
- Memiliki teknologi komunikasi seluler terkini, WiFi 5G, untuk memfasilitasi pengiriman data yang lebih cepat
- User-friendly interfaces dengan layar sentuh
- Aksesoris dengan kualitas tinggi
- Perlindungan dari jatuh



Defibrillator dan ECG

BeneHeart D3

Mindray



Fitur:

- Desain ringkas 4-dalam-satu yang terintegrasi: monitoring, Defibrilasi Manual, AED, dan pacer
- Defibrilasi, kardioversi tersinkron, dan AED dengan teknologi dua tahap (biphasic)
- Dosis energi dapat dinaikkan hingga 360 J untuk memaksimalkan keberhasilan defibrilasi

BeneHeart R3

Mindray



3 Channel ECG with Trolley

Mindray

BeneHeart R12



12 Channel ECG with Trolley

Produk Kami

Infusion Pump dan Syringe Pump

SK-500i

Mindray



Fitur:

- Daya tahan baterai 6 jam penggunaan
- Berat 1.95 Kg
- Rate 0.1 - 1500 ml/h
- Open system syringe dari 5, 10, 20, 30, 50 / 60 ml
- Menggunakan rate mode

SK-600i

Mindray



Fitur:

- Daya tahan baterai 4 jam penggunaan
- Berat 1.6 Kg
- Rate 0.1 - 1500 ml/h
- Menggunakan rate mode

The background features a large, solid red circle in the center. Surrounding this circle are several abstract, hand-painted pink and magenta brushstrokes of varying sizes and orientations. Additionally, there are three small magenta circles arranged vertically above the red circle and three more arranged vertically below it.

**Reagen
Hematology,
Chemistry,
Electrolyte dan
Urine**

Produk Kami

Mindray BC-2800/ BC-1800/ BC-2600/ BC-2300

- M-18 Diluent 20L
- M-18 CFL Lyse 500ml
- M-18 Rinse 20L
- M-18 E-Z Cleanser 100ml
- M-18 Probe Cleaner 17ml
- Control B-30 3ml

Mindray BC-3000+/ BC-3200/ BC-3600

- M-30 Diluent 20L
- M-30 CFL Lyse 500ml
- M-30 Rinse 20L
- M-30 E-Z Cleanser 100ml
- M-30 Probe Cleaner 17ml
- Control B-30 3ml

Mindray BC-5000/BC-5150

- M-52 Diluent 20L
- M-52 Diff Lyse 500ml
- M-52 LH-Lyse 100ml
- M-53 Probe Cleanser 50ml
- Control CBC-B55 3.5ml

Mindray BC-5300/ BC-5380

- M-53 Diluent 20L
- M-53 LH Lyse 500ml
- M-53 Leo(I) Lyse 1L
- M-53 Leo(II) Lyse 200ml
- M-53 Cleanser 1L
- M-53 Probe Cleaner 50ml
- Control CBC-B55 3.5ml

Mindray BC-30s/ BC-20s

- M-30D Diluent 20L
- M-30 CFL Lyse 500ml
- M-30P Probe Cleaner 17ml
- Control B-30 3ml

Mindray BC-6800

- M-68 DS Diluent 20L
- M-68 LD Lyse 1L
- M-68 FD Dye 12ml
- M-68 LB Lyse 1L
- M-68 LH Lyse 1L
- M-68 DR Diluent 1L
- M-68 FR Dye 12ml
- M-68 LN Lyse 1L
- M-68 FN Dye 12ml

Produk Kami

Mindray BC-6800

- M-68 Probe Cleanser 50ml
- Control BC-6D 4.5ml
- Control BC-NRBC 4.5ml
- Control BC-Ret 4.5ml

Mindray BC-6200/BC-6000

- M-6 DS Diluent 20L
- M-6 LD Lyse 1L
- M-6 FD Dye 12ml
- M-6 LH Lyse 1L
- M-6 FN Dye 12ml
- M-6 LN Lyse 1L
- M-68 Probe Cleanser 50ml
- M-6 DR Diluent 1L
- M-6 FR Dye 12ml
- Control BC-6D 4.5ml
- Control BC-Ret 4.5ml

Labnovation untuk Sysmex KX-21/ KX-21N/POCH-100i

- Diluent ST 20L
- Lyser WH 500ml
- Cell Cleaner 50ml
- Control R&D CBC-ST + 2.5ml

Labnovation untuk Mindray BC-2800/BC-1800/BC-2600/BC-3000+

- Diluent-BC3 20L
- Lyse-BC3 500ml
- Rinse & High Reff 20L
- CE-Clean 2x50ml
- PB-Cleanser 100ml
- Control B30 3ml

Labnovation untuk Sysmex XS800i/ XS1000i (5 Diff)

- Diluent ST 20L
- 4DL Lyser 5L
- 4DS Lyser 42ml
- SLS(High) Lyser 500ml
- SLS(High) Lyser 5L
- Cell Cleaner 50ml
- FB Lyser 5L

Labnovation untuk Sysmex K-4500/ K-1000

- Diluent ST 20L
- Lyser 3WP 500ml
- Lyser 3WP 5L
- SLS(High) Lyser 500ml
- SLS(High) Lyser 5L
- Cell Cleaner 50ml

Produk Kami

Labnovation untuk Beckman Coulter

- Diluent Isotonic 20L
- Lyse Diff 500ml
- E-Cleaner 20L
- ACT Pack
 - Diluent 15L
 - Lyse 300ml
 - Card Chip 1pcs

Labnovation untuk Nihon Kohden MEK-6400/ MEK-6318 (3 diff)

- Diluent NK 20L
 - Lyse NK 500ml
 - Rinse NK 5L
 - Cntrl Para 12 Extd (3diff) 2.5ml
- for MEK-6410/MEK-6420
(3 diff) include:
- Cleanac NK 5L
- for MEK-7222/MEK-8222
(5 diff) include:
- Cleanac NK 5L
 - WBC Lysis 500ml

Labnovation untuk Orphee MYTHIC-16/ MYTHIC-18

- Diluent-MT 20L
- Lyse-MT 1L
- Cleaner-MT 1L
- Cntrl Para 12 Extd (3diff) 2.5ml

Labnovation untuk Horiba ABX Micros-60 (3 diff)

- Diluent M 20L
- M-Lyse 1L
- Cleaner M 1L
- Cleaner C 500ml
- Control Para 12 Extend 2.5ml

Labnovation untuk Horiba ABX Pentra 120/ Pentra 60/ Pentra 80

- Diluent P 20L
- BA-Lyse 2 1L
- EO-Lyse 1L
- @ Lyse 400ml
- Cleaner P 1L
- Cleaner C 500ml
- Control Para 12 Extend 2.5ml

Produk Kami

Labnovation untuk Human HUMACOUNT/ Diatron ABACUS

- Diluent-DA 20L
- Lyse-DA 1L
- Cleaner-DA 1L
- Control Para 12 Extend 2.5ml

Labnovation untuk Erma PCE-210 (3diff)

- Diluent CM 20L
- Lyse CM 500ml
- Cleaner CM 1L
- Control Para 12 Extend 2.5ml

Labnovation untuk Medonic CA610/CA620/CA530/CA570

- Diluent-CA 20L
- Lyser-CA 5L
- Cleaner-CA 5L

Labnovation untuk Rayto RT-7600/ RT-7600S

- RT-Diluent 20L
- RT-Lyse 500ml
- RT-Lyse 1L
- RT-Cleanser 1L
- Cleaner-C 500ml
- Control Rayto 2.5ml

Rayto RT-7600/ RT-7600S

- Diluent Rayto 20L
- Lyse Rayto 500ml
- Cleanser Rayto 1L
- Cleaner C (labnovation) 500ml
- Control Rayto 2.5ml

Rayto RT-7200

- Diluent Rayto 20L
- Lyse Rayto 500ml
- Cleanser Rayto 7200 1L
- Cleaner C (labnovation) 500ml
- Control Rayto 2.5ml

Produk Kami

TECOM Tek-II Mini

- Diluent Tecom 20L
- Detergent Tecom 20L
- Lyse Tecom 500ml
- Control Para 12 Extend 2.5ml

Dymind DH-36

- Diluent Dymind 20L
- Lyse Dymind 500ml
- Probe Dymind 50ml
- Control B-30 3ml

GENRUI/ GENIUS KT-6400/ KT-6300/ SMS G-60

- Diluent Genius 20L
- Lyse Genius 500ml
- Control B30 3ml

URIT 3000PLUS/ 3020

- Diluent Urit 20L
- Lytic Urit 500ml
- Detergent 20L
- Control B-30 3ml

Mindray BS-120/ BS-200/ BS-200E/ BS-220E/ BS-230/ BS-240 (Hijau)

• ALT/GPT	4*35ml+2*18ml	• CK Kit	2*40ml+1*20ml
• AST/GOT	4*35ml+2*18ml	• CK-MB Kit	2*40ml+1*20ml
• ALP	4*35ml+2*18ml	• Glu-HK	4*36ml+2*34ml
• GGT Kit	4*35ml+2*18ml	• Phosphorus Kit	4*40ml
• LDH Kit	4*35ml+2*18ml	• Magnesium Kit	4*40ml
• TC	4*40ml	• HDL-C	1*40ml+1*14ml
• TG	4*40ml	• LDL-C	1*40ml+1*14ml
• ALB	4*40ml	• α -Amylase Kit	1*38ml+1*10ml
• TP	4*40ml	• UA	4*40ml+2*20ml
• UREA	4*35ml+2*18ml	• Glu-G	4*40ml+2*20ml
• Calcium Kit	4*40ml	• HbA1c **	2*30ml+1*12ml
• Bil-T(VOX)	4*35ml+2*18ml	• Lipase **	1*35ml+1*09ml
• Bil-D(VOX)	4*35ml+2*18ml	• HbA1c	2*40ml+1*15ml
• CREA-S	2*27ml+1*18ml	• ADA	1*40ml+1*20ml

Mindray BS-380/ BS-480 (Biru)

• ALT/GPT	6*40ml+2*32ml	• CK Kit	4*38ml+2*20ml
• AST/GOT	6*40ml+2*32ml	• CK-MB Kit	4*38ml+2*20ml
• ALP	6*40ml+2*32ml	• Glu-HK	4*40ml+2*20ml
• GGT Kit	6*40ml+2*32ml	• Phosphorus Kit	6*40ml
• LDH Kit	6*40ml+2*32ml	• Magnesium Kit	6*40ml
• TC	6*40ml	• HDL-C	4*40ml+2*28ml
• TG	6*40ml	• LDL-C	4*40ml+2*28ml
• ALB	6*40ml	• α-Amylase Kit	4*40ml+2*10ml
• TP	6*40ml	• UA	6*40ml+2*32ml
• UREA	6*40ml+2*32ml	• Glu-G	4*40ml+2*20ml
• Calcium Kit	6*40ml	• HbA1c **	2*30ml+1*12ml
• Bil-T(VOX)	6*40ml+2*32ml	• Lipase **	1*40ml+1*10ml
• Bil-D(VOX)	6*40ml+2*32ml	• HbA1c	2*30ml+1*12ml
• CREA-S	4*40ml+2*28ml	• Iron **	4*40ml+2*16ml
• CHE (+Cali, QC)	4*40ml+2*16ml		
• UIBC	4*20ml+2*12ml+ 1*1ml		

Xunda XD-683/ XD-685

- 600 drift calibration solution 500ml
- 600 slope calibration solution 3*30ml

Horron

- Calibration solution A 350ml
- Calibration solution B 350ml

Urit

- URINA 10G
Urine Reagent Strips 100 stripes
- URINA 11G
Urine Reagent Strips 100 stripes
- URINA 14G
Urine Reagent Strips 100 stripes

The image features a large, solid red circle in the center. Surrounding this circle are several abstract shapes in various shades of pink and red. At the top, there are two small circles and a larger, irregular shape. To the left, there are two horizontal brushstroke-like shapes. To the right, there is a horizontal brushstroke-like shape. At the bottom, there are two small circles and a larger, irregular shape. The overall composition is abstract and modern.

Blood Collection Tube

Produk Kami

Plain Tube

Videlab



- Additive = No
- Spesifikasi = Pet atau Glass
- Ukuran Tube = 13x75 mm
- Volume = 3 / 5 ml
- Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan serum untuk kimia klinis, serologi Mikrobiologis, Imunologi

Videlab

EDTA Tube

Additive = K2EDTA, K3EDTA •

Spesifikasi = PET atau Glass •

Ukuran Tube = 10x45 mm atau 13x75 mm •

Volume = 0.5 / 2 / 3 / 4 / 5 ml •

Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan dalam darah lengkap EDTA untuk hematologi



Heparin Tube

Videlab



- Additive = Sodium Heparin atau Lithium Heparin
- Spesifikasi = PET
- Ukuran Tube = 13x75 mm
- Volume = 3 ml
- Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan plasma heparinized untuk kimia klinis

Videlab

PT Tube

Additive = 3.2% Sodium Citrate •

Spesifikasi = PET •

Ukuran Tube = 13x75 mm •

Volume = 1.8 ml or 2.7 ml •

Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan dalam plasma sitrat untuk pengujian koagulasi



Produk Kami

Videlab

ESR Tube

Additive = 3.2% or 3.8% Sodium Citrate •

Spesifikasi = Glass •

Ukuran Tube = 8x120 mm •

Volume = 1.28 ml / 1.6 ml •

Tujuan Penggunaan Utama = Tes untuk tingkat sedimentasi sel darah •



Glucose Tube

Videlab

- Additive = Inhibitor for Glucolysis Sodium Fluoride + EDTA Sodium Fluoride + Potassium oxalate
- Spesifikasi = Pet atau Glass
- Ukuran Tube = 13x75 mm
- Volume = 3 ml
- Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan dalam seluruh darah atau plasma antikoagulan yang distabilkan untuk pengujian glukosa dan laktat



Videlab

Pro-Coagulation Tube

Additive = Clot Activator •

Spesifikasi = Pet or Glass •

Ukuran Tube = 13x75 mm •

Volume = 3 ml or 4 ml •

Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan serum untuk kimia klinis, serologi •
Mikrobiologis, Imunologi




Gel & Clot Activator Tube

Videlab

- Additive = Gel & Clot Activator
- Spesifikasi = Pet atau Glass
- Ukuran Tube = 13x75 mm / 13x100 mm
- Volume = 3 / 4 / 5 ml
- Tujuan Penggunaan Utama = Penentuan serum untuk kimia klinis, serologi Mikrobiologis, Imunologi





E-Catalog

E-Katalog

Auto Hematology Analyzer

Rp 111.466.000,-

+ Reagen
Instalasi

Mindray

BC-20s

Fitur:

- CBC+3-DIFF, 19parameter+3histogram
- Hasil: 40 sampel per jam
- Sistem operasi intuitif dengan layar sentuh TFT 8,4 inci
- *Open vial sampling*
- 200.000 hasil penyimpanan dengan histogram
- QC, kalibrator, dan reagen asli



Rp 105.000.000,-

+ Reagen
Instalasi

Mindray

BC-30s

Fitur:

- CBC+3-DIFF, 21parameter+3histogram
- Hasil: 70 sampel per jam
- Sistem operasi intuitif dengan layar sentuh TFT 10,4 inci
- *Open vial sampling*
- 500.000 hasil penyimpanan dengan histogram
- QC, kalibrator, dan reagen asli



Rp 178.810.000,-

+ Reagen
Instalasi

Mindray

BC-5000

Fitur:

- Diferensiasi 5 bagian WBC, 23 parameter yang dapat dilaporkan, 3 histogram, dan 3 *scattergrams*
- Mode darah utuh, mode darah lengkap kapiler dan mode Prediluted
- *Tri-angle Laser scatter* + Pewarna kimia + Teknologi flow cytometry
- Kapasitas penyimpanan besar: hingga 20.000 sampel
- Hasil: 40 sampel per jam



E-Katalog

Auto Hematology Analyzer

Rp 229.619.220,-

+ Reagen
Instalasi

Mindray

BC-5150

Fitur:

- *Compact*
- Hasil: 60 sampel per jam
- Layar sentuh TFT 10,4 inci dengan sudut pandang lebar
- Untuk mode Prediluted, BC-5150 memiliki rasio pengenceran yang lebih tinggi daripada penganalisa hematologi 5-bagian lainnya, sehingga membawa efek pencampuran yang lebih baik
- Perangkat lunak yang mudah digunakan untuk pengoperasian dan pemeliharaan
- Koneksi LIS dua arah. Protokol HL7 juga didukung.



Rp 299.620.000,-

+ Reagen Instalasi,
Komputer, UPS

Mindray

BC-5380

Fitur:

- Sampling otomatis serbaguna
- Hanya 20uL darah dan 1 menit diperlukan untuk mendapatkan laporan lima bagian
- Mendukung sampel darah lengkap dan darah kapiler
- Hasil hingga 60 sampel per jam
- Perangkat lunak yang mudah digunakan untuk pengoperasian dan pemeliharaan
- Pemantauan QC harian
- Koneksi LIS dua arah



E-Katalog

Auto Hematology Analyzer

Rp 825.000.000,-

+ Reagen Instalasi,
Aksesoris

Mindray

BC-6800

Fitur:

- Teknologi Eksklusif, Pendekatan Inklusif
- Otomatisasi tinggi untuk meminimalkan beban kerja
- Hasil: 125 tes / jam, *autoloader* untuk kapasitas 100 tabung sampel
- LIS dua arah dengan protokol komunikasi HL7 atau ASTM
- Customizable re-exam rules allow users to define their re-exam criterion according to lab's practice



Atau

Rp 846.900.000,-

+ Reagen Instalasi, Aksesoris,
1 set Komputer, UPS 3kva off, Printer Epson L310

Semi-auto Chemistry Analyzer

Rp 29.027.000,-

Mindray

BA-88A

Fitur:

- Hasil: 25-30 tes per jam
- Layar sentuh TFT 7,0 & keypad pop-up
- Dua mode uji: flowcell atau kuvet
- Mendukung tes bi-chromatic untuk titik akhir, waktu tetap, metode kinetika
- Dukungan keyboard atau mouse eksternal melalui USB
- Antarmuka yang mudah digunakan dan perangkat lunak operasi multi-bahasa
- Printer thermal terintegrasi



E-Katalog

Auto Chemistry Analyzer

Rp 192.799.000,-

+ Komputer, UPS

Mindray

BS-120

Fitur:

- 100 tes per jam, hingga 300 tes per jam dengan ISE
- (K, Na, Cl, Li)
- Pendinginan 24 jam untuk *reagent tray*
- *Flexible reagent/sample tray*
- Pengaduk pencampur terpisah
- Perangkat lunak operasi yang tangguh dan ramah pengguna
- Antarmuka LIS dua arah



Rp 600.875.000,-

+ Komputer, UPS, RO
40L/jam

Mindray

BS-380

Fitur:

- Konstan 300 tes per jam, hingga 450 tes per jam dengan ISE
- (K, Na, Cl)
- Cuvet yang dapat digunakan kembali dengan stasiun pencucian otomatis
- Pengaduk pencampur terpisah
- Pembersihan probe otomatis, deteksi level cairan, dan proteksi kerusakan (vertikal & horizontal)
- Sistem kisi terbalik dengan 12 panjang gelombang
- Antarmuka LIS dua arah



Rp 491.403.893,-

+ Aksesoris

Mindray

BS-480

Fitur:

- Konstan 400 tes fotometrik per jam, hingga 240 tes per jam untuk ISE
- (K, Na, Cl)
- Cuvet yang dapat digunakan kembali dengan stasiun pencucian otomatis
- 2 pengaduk pencampur terpisah
- Deteksi gumpalan dan perlindungan dari kerusakan (vertikal & horizontal)
- Sistem kisi terbalik dengan 12 panjang gelombang
- Antarmuka LIS dua arah



E-Katalog

Auto Chemistry Analyzer

Rp 419.320.000,-

+ Komputer, UPS, RO
20L/jam

Mindray

BS-220E

Fitur:

- *Discrete, random access, fully automated, bench-top*
- Uji konstan 200 per jam, hingga 330 tes per jam dengan ISE
- Sistem pencucian otomatis dengan deterjen dan air yang sudah dipanaskan sebelumnya
- Sistem optik kisi
- 150µl volume reaksi minimum
- Bilah pencampur independen
- Cuvette reaksi yang dapat digunakan kembali
- Koneksi dua arah ke host LIS



Semi-auto Urine Analyzer

Rp 27.866.000,-

Mindray

UA-600T

Fitur:

- 600 strip per jam
- Sumber cahaya dingin dengan luminositas tinggi, umur simpan yang lama
- Deteksi otomatis penempatan dan pengujian strip
- Pengumpulan strip bekas otomatis
- Antarmuka RS-232 standar untuk koneksi dengan komputer eksternal
- Printer thermal terintegrasi dan antarmuka untuk printer eksternal
- Penyimpanan 2000 hasil tes
- Perangkat lunak multifungsi



E-Katalog

Ultrasound Imaging System

Rp 256.850.000,-

Mindray

DC-N3 2D/3D

Fitur:

- 17" LED Monitor
- 1 TB HDD
- Convex Probe, Micro Convex Probe, Linear Probe, Phased Array Probe, Endocavity Probe(Pilih 2 Probe)
- Sudah mendapatkan fitur seperti Radiologi , Kardiologi dan Fitur Canggih OBGYN.
- Elastography
- Baterai Sudah Terpasang Didalam



E-Katalog

Ultrasound Imaging System

Rp 510.000.000,-

Mindray

DC-N3 3D/4D

Fitur:

- 17' LED Monitor
- 1 TB HDD
- Convex Probe, Micro Convex Probe, Linear Probe, Phased Array Probe, Endocavity Probe, Volume Convex Probe(Pilih 3 Probe)
- Sudah mendapatkan fitur seperti Kardiologi dan Fitur Canggih OBGYN
- iLive (3D/4D Rendering gambar realistis yang luar biasa)
- Baterai Sudah Terpasang Didalam



Portable Ultrasound Imaging System

Rp 51.088.000,-

Mindray

DP-20

Fitur:

- Portable B/W
- 12.1' LED monitor
- Fungsi PW
- Convex Probe, Endocavity Probe, Linear Probe (Pilih 1 Probe)
- Baterai Sudah Terpasang Didalam
- iScan Helper (Tutorial Fungsi Deteksi)



E-Katalog

Portable Ultrasound Imaging System

Rp 195.200.000,-

Mindray

Z6 2D&3D

Fitur:

- 15' LCD Monitor
- 500 GB HDD
- Convex Probe, Microconvex Probe, Linear Probe, Phased Array Probe, Endocavity Probe (Pilih 2 Probe)
- Sudah termasuk Fitur canggih termasuk Obgyn, Radiologi dan Kardiologi
- iNeedle (Peningkatan Jarum)
- Elastography
- Mobile Trolley , Suitcase
- Baterai sudah terpasang didalam



Rp 299.000.000,-

Mindray

Z6 3D&4D

Fitur:

- 15' LCD Monitor
- 500 GB HDD
- Volume Convex Probe
- Convex Probe, Microconvex Probe, Linear Probe, Phased Array Probe, Endocavity Probe, Bi-Plane Probe (Pilih 2 Probe)
- Sudah termasuk Fitur canggih termasuk Obgyn, Radiologi dan Kardiologi
- iNeedle (Peningkatan Jarum)
- iLive (3D/4D Rendering gambar realistis yang luar biasa)
- Elastography
- Mobile Trolley , Suitcase
- Baterai sudah terpasang didalam



E-Katalog

Defibrillator and ECG

BeneHeart D6 Elite

Mindray



BIPHASIC, Max, Energy 360 J, ECG, SPO2, Pace Maker, Bag, CPR sensor Internal Paddle

Rp 210.229.000,-

Mindray BeneHeart D6 Premium



BIPHASIC, Max, Energy 360 J, NIBP, ECG, SPO2, Co2, Pace Maker, Temp, Bag, CPR sensor Internal Paddle

Rp 387.930.000,-

BeneHeart R3A

Mindray



3 Channel ECG with Trolley

Rp 21.890.000,-

E-Katalog

Patient Monitor and Vital Sign Monitor

PM-60 PULSE OXIMETER

Mindray



Adult and Neonate SpO2 sensor
dan Charging Kit

Rp 7.895.000,-

Mindray

IMEC 12 Patient Monitor



12 inch Touch Screen & 5 Parameter

Rp 34.525.000,-

Rp 19.855.000,-

Mindray

VS 600

Fitur:

- Berat kurang dari 1,7 kg
- Baterai super Li-ion memberikan 22 jam untuk pemantauan kontinu
- Pengukuran suhu yang tepercaya memberikan hasil pengukuran suhu dengan cepat
- PI (Perfusion Index) memberikan indikasi reliabilitas SpO2 kepada petugas yang merawat



E-Katalog

Operating Lamp

Rp 121.000.000,-

Mindray

HyLED 8600M

Fitur:

- Usia pakai yang sangat panjang: hingga 60.000 jam
- Diameter bidang cahaya yang dapat disesuaikan dari 180-280mm
- Temperatur warna yang dapat disesuaikan sebagai konfigurasi opsional (3000-5000K) untuk diferensiasi jaringan yang lebih baik



Rp 757.881.000,-

dengan atau
tanpa kamera

Mindray

HyLED 9700

Fitur:

- Usia pakai yang sangat panjang: hingga 60.000 jam
- Penerangan pusat premium hingga 160.000lux
- Penyesuaian medan cahaya listrik untuk cahaya homogen di area bedah
- Temperatur warna variabel untuk persepsi warna jaringan yang sebenarnya (opsional)
- Sistem kamera 2 Mega-pixel HD



Ventilator

Rp 530.300.000,-

Mindray

SV 300

Fitur:

- Layar 12.1 Inch, TFT Touch Screen
- Terapi O2
- Pengukuran CO2 Volumetric
- Mode NIV



E-Katalog

Benefusion Docking

Rp 27.970.000,-

Mindray

DS-5

Fitur:

- Satu kabel listrik dan dapat dipasang dengan cepat
- Manajemen alarm
- Transmisi data tanpa batas
- Relai banyak saluran secara otomatis



Central Monitor

Rp 97.000.000,-

Mindray

Hypervisor VI
CMS

Fitur:

- Mampu memantau 32 pasien, dapat diperluas menjadi 64 pasien dengan satu Stasiun Pemantauan Pusat
- Alat pendukung klinis meliputi tampilan trend waktu sekarang, tinjauan tabular dan grafik trend serta alat perhitungan
- Bentuk gelombang pengungkapan penuh hingga 72 jam lebih dari 256 saluran, yang juga dapat diubah menjadi 240 jam selama 64 saluran







The image features a large, solid red circle in the center. Surrounding this circle are several abstract shapes in various shades of pink and red. At the top, there are two small circles and a larger, irregular shape. To the left, there are two horizontal brushstroke-like shapes. To the right, there is a horizontal brushstroke-like shape. At the bottom, there are two small circles and a larger, irregular shape. The overall composition is abstract and modern.

Laboratory System



VANSLab adalah perangkat lunak Sistem Informasi Laboratorium yang dapat dengan mudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan laboratorium modern. Didesain untuk membantu pekerjaan rutin di laboratorium, meningkatkan *quality control*, mengoptimalkan penggunaan instrumen dan menyediakan data statistik yang cepat bagi pengguna. Dibuat dengan teknologi berbasis Windows menjadikan program aplikasi mudah dan intuitif. Disamping itu, dapat menyimpan data yang besar dengan menggunakan database engine Firebird.

- *User friendly* dan desain berorientasi object
- *Order entry*
- *Result entry*
- *Quality control*
- Data elektronik






VANSLite adalah perangkat lunak yang dapat dengan mudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan laboratorium. Didesain untuk membantu pekerjaan rutin di laboratorium, mengoptimalkan penggunaan instrument dan menyediakan data statistik yang cepat bagi pengguna. Dibangun berbasis teknologi Windows menjadikan program aplikasi mudah dan intuitif. Disamping itu, dapat menyimpan data yang besar dengan menggunakan database engine Firebird.

- *User friendly* dan desain berorientasi object
- *Result entry*
- *Quality control*
- *Data elektronik*
- Permintaan tes



No. RM	Grup Test	%	Das. Tgl	05-02-2008	Semua Test	Test Saat ini	Trend	Keluar	Cetak
B001	18-25	99-98	18-25	18-25					
HEMATOLOGI									
Hemoglobin	13.8	12.5	12						
Lekosit	4.00	7.23	11						
IMUNOSEROLOGI									
CRP Kuantitatif	3.4								
KIMIA KLINIK									
ALT (SGPT)	52								
Glukosa Darah Sewaktu	122								
Natrium (Na)	136								
Kalsium (Ca)	4.0								
Kalsium (Ca Bebas)	1.20	1.20	1.20						
URINE									
Berat Jenis Urine	4.000	1.021	1.02						
pH Urine	136.0	5.6	Basic						
LAIN-LAIN									
pH	7.390	7.36							
PCO2	42.4	35.0							
PO2	137.5	93.3							
Basis Elektrolit	14.0	14.0							
Saturasi O2	98.8	97.7							
TCO2	22	18.5							
HCO3	23	17.7							





PT. SARANA MAJU SEJAHTERA



- 📍 Jl. Johar No. 2 Menteng, Jakarta Pusat 10340
- ☎️ (+62 - 21) 31930110
- 📞 +62 812 8210 1322, +62 858 8134 55115
- ✉️ saranamajusejahtera@gmail.com

sms-pt.com